

PRŮVODCE SORTIMENTEM

Stomické pomůcky a příslušenství



Pomocí QR kódu si stáhněte tuto brožuru v pdf formátu



Sabrix s.r.o.
Lázeňská 1096, 252 42 Jesenice
tel: 605 888 288 info@sabrix.cz
Pro informace či vzorky nás kontaktujte
na bezplatném tel. čísle 800 600 105
www.sabrix.cz

SALTS
HEALTHCARE
www.salts.co.uk

CE[®] Registrované ochranné známky Salts Healthcare Ltd. Salts Healthcare Ltd. 2016. Výrobky a obchodní značky Salts Healthcare Ltd. jsou chráněny britskými a zahraničními patenty, chráněnými vzory a ochrannými známkami. Pro další informace navštivte www.salts.co.uk

RM764030 08/16



Ověřuje pro Salts výzkum
zdravé peristomální pokožky



DERMATOLOGICKY
AKREDITOVÁNO

SALTS
HEALTHCARE
Dokonalost v péči o stomie





Obsah

Úvod	4
Confidence® Natural uzavřený.....	6
Confidence® Comfort s oválnou podložkou uzavřený.....	8
Confidence® Convex Supersoft uzavřený	9
Confidence® Natural Soft Convex uzavřený.....	10
Harmony® Duo uzavřený	12
Confidence® Natural výpustný.....	14
Confidence® Comfort s oválnou podložkou výpustný.....	16
Confidence® Convex Supersoft výpustný.....	17
Confidence® Natural Soft Convex výpustný.....	18
Harmony® Duo výpustný	20
Confidence® Comfort dětský výpustný.....	22
Confidence® Convex Supersoft urostomický.....	23
Confidence® Natural urostomický.....	24
Drenážní a pítělové sáčky Confidence® Flexifit® (nesterilní)	26
Příslušenství	28
Podpůrné prádlo pro stomiky Simplicity®	29
Ochranný film Peri-Prep® Sensitive	30
Těsnící manžeta Dermacol®	31
Hydrokoloidní pásy SecuPlast® Hydro & Hydro Aloe Vera.....	32
Tvarovatelné těsnící kroužky SecuPlast®.....	33
Odstraňovač adheziv WipeAway a WipeAway Plus	34
Pohlčovač pachu FreshAire™	35
Stomická pasta StomaPaste a SecuPaste®.....	36
Ochranné destičky.....	37
Pohlčovač pachu No-Roma	38
Zklidňující roztok a mýdlo SaltAir®	39
Přidržený pásek	40
Poznámky.....	41

Salts – společnost s třísetletou historií kvalitní péče nyní i v České republice



John a William Salt založili počátkem 18. století tradici, která úspěšně pokračuje do dnešních dnů. Salts Healthcare je jednou z nejstarších rodinných společností ve Velké Británii a napomáhá zvyšovat kvalitu života pacientů se stomií po celém světě.

Díky důrazu na původní hodnoty ve všech oblastech naší činnosti jsme získali renomé jedné z nejvstřícnějších a nejvíce zákaznický orientovaných firem v oblasti zdravotní péče.

Specialisté v technologiích pro ochranu pokožky



Kůže v okolí stomie vyžaduje zvláštní pozornost a péči. Proto jsou všechny hydrokoloidní materiály Salts hypoalergenní a šetrné i k citlivé pokožce. Jsme hrdí na to, že jsme jako první a jediní výrobci stomických pomůcek získali ocenění Britské nadace pro pokožku za výzkum a vývoj bezpečných, pohodlných a šetrných kožních adhezivních materiálů. Ocenění je potvrzením vedoucí pozice Salts Healthcare v této oblasti.




Salts je také od roku 2013 držitelem akreditace celosvětově působící Aliance pro zdravou pokožku, opět jako první a jediná společnost v oblasti stomií.


Pomocí QR kódu si stáhněte video

Inovace zlepšující kvalitu života

Naše společnost trvale investuje do výzkumu a vývoje nových technologií a produktů pro zlepšení kvality života našich pacientů.



Jedním z výsledků je i unikátní systém filtru. Na rozdíl od jiných výrobců díky speciální konstrukci sáčku můžeme filtr umístit pod úroveň pasu, respektive stomie, do střední části sáčku, což zvyšuje pohodlí a diskrétnost při jeho nošení.



Výpustné i uzavřené sáčky jsou vybaveny dodatečnými vnitřními vrstvami, které postupně propouštějí pachy přes vysoce výkonný filtr, zatímco zadržují obsah sáčku ve vnitřní komoře a spolehlivě tak chrání filtr před zvlhnutím či kontaminací a následným znehodnocením.

Většina sáčků Salts je na přední straně vybavena béžovou krycí chlopní, která umožňuje přesné nasazení sáčku či kontrolu stomie při zachování plné diskrétnosti při nošení pomůcky.



Uzavřený sáček Confidence® Natural má unikátní pěticípou podložku, která se lépe přizpůsobí konturám těla, sníží riziko podtékání a zvyšuje komfort při nošení. Podložka obsahuje výtažky z Aloe Vera, které pomáhají chránit citlivou pokožku v okolí stomie.

PŘIROZENÝ TVAR

Unikátní pěticípá podložka Flexifit® se přizpůsobí Vašemu tělu.

PŘIROZENÝ VZHLED

Diskrétní tělová barva sáčku.

HYDROKOLOID S PŘÍZNIVÝM ÚČINKEM NA KŮŽI

Oceněn Britskou nadací pro pokožku a Aliancí pro zdravou pokožku.



PŘIROZENÝ KOMFORT

Měkké okraje pro zvýšené pohodlí.

PŘIROZENÁ JEMNOST

S výtažky z Aloe Vera pro ochranu citlivé pokožky.



VELKÉ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	-	0082222*	0082221*	30

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	-	0082230*	0082223*	30
25mm	-	•	-	0082224	30
28mm	-	•	-	0082225	30
32mm	-	•	-	0082226	30
35mm	-	•	-	0082227	30
38mm	-	•	-	0082228	30
41mm	-	•	-	0082229	30

MINISÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	-	-	0082231*	30

*Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystřiženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.



S KRYCÍ CHLOPNÍ



Vynikající ohebnost a přilnavost, ideální při kýle či nerovném okolí stomie



Pomocí QR kódu si stáhněte video

Jednodílné sáčky mají anatomický tvar, oválnou podložku pro vyšší jistotu při nošení, hedvábně jemný potah, tišší materiál a filtr s přídavnou vnitřní fólií pro snížení rizika slepení sáčku.

BEZPEČNÝ

Tenčí oválná podložka s výstupkem pro snadné odstranění sáčku se snadno přizpůsobí konturám těla a lépe přilne. Lze vystříhnout až do 110mm na šířku a 70mm na výšku. Přídavná vnitřní fólie snižuje riziko slepení sáčku, podtékání a zvyšuje jistotu při nošení.



POHODLNÝ

Pro zvýšené pohodlí při nošení je filtr umístěn ve středu sáčku mezi ochrannými vrstvami, které zaručují jeho bezchybnou funkci.

VELKÉ SÁČKY				
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ
13mm	•	-	0082527	30

Uzavřený konvexní sáček Confidence® Convex Supersoft se zabudovanou jemnou a flexibilní podložkou s nízkým profilem pro maximální jistotu a pohodlí.

VĚTŠÍ OHEBNOST

Podložka má výjimečně měkkou a pružnou pěnovou spodní vrstvu, která se lépe přizpůsobí pokožce a zároveň umožňuje plyný a neomezený pohyb.



VYŠŠÍ JISTOTA

Poutka pro upevnění přídržného pásku.

VELKÉ SÁČKY				
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ
13-25mm	•	-	0082250	10
13-38mm	•	-	0082251	10
13-52mm	•	-	0082252	10
STŘEDNÍ SÁČKY				
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ
13-25mm	•	-	0082253	10
13-38mm	•	-	0082254	10
13-52mm	•	-	0082255	10

NOVÝ konvexní sáček Confidence® Natural Soft Convex s podložkou Flexifit® má řadu jedinečných vlastností pro uživatele konvexních pomůcek, především lepší pocit pohodlí a jistotu při nošení pomůcky.

UNIKÁTNÍ PĚTICÍPÁ PODLOŽKA FLEXIFIT®

Lépe se přizpůsobí
konturám těla.

PODLOŽKA S VÝTAŽKY Z ALOE VERA

Pomáhá zklidnit a chránit citlivou
pokožku v okolí stomie.

NOVÉ SILNĚJŠÍ ADHEZIVUM

Tenčí a zároveň
flexibilnější, rychleji
a lépe přilne.

MĚKČÍ


Nová, neuvěřitelně
měkká konvexní
podložka poskytuje
maximální komfort a
jistotu při nošení.

NOVÝ HEDVÁBNĚ JEMNÝ POTAH

Odolnější a rychleschnoucí
nepletený materiál, velice
příjemný pro pokožku.



S VÝTAŽKY Z ALOE




NOVÁ POUTKA

Pevnější pro větší
bezpečí, zároveň ale velmi
měkká a ohebná. Navržena tak, aby
se nezarávala a snadno se používala.

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ
13-25mm	•	-	0169987	10
13-38mm	•	-	0169988	10
13-52mm	•	-	0169989	10



VYŠŠÍ FLEXIBILITA

Podložka ohebná do všech směrů
pro větší komfort a bezpečí



KONTROLNÍ OKÉNKO

umožňuje snadné a přesné
přiložení sáčku



S VÝTAŽKY Z ALOE

HYDROKOLOID ŠETRNÝ K POKOŽCE

Oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky
akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.



Všechny výhody jednodílného systému jako flexibilita a tenký profil společně s pohodlím a variabilitou systému dvoudílného – to je Harmony® Duo. Unikátní dvoudílný systém a k pokožce citlivý materiál podložek dělá výměnu sáčku o tolik jednodušší. Nyní s podložkami technologie Flexifit® s výtažky z Aloe Vera.

JEMNÁ A FLEXIBILNÍ

Podložky s unikátní technologií Flexifit® a s výtažky z Aloe Vera jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily pohybům Vašeho těla. Jsou k dispozici v několika velikostech a to jak čistě hydrokoloidní, tak flexibilní s hydrokoloidem potaženým okrajem.

SPOLEHLIVÝ

Silné adhezivum zajišťuje pevné a spolehlivé spojení sáčku s podložkou i při odlepení a opětovném nasazení.

LEHKÝ

a pro pokožku příjemný textilní potah sáčku v tělové barvě.

NÍZKÝ PROFIL

Tenký a diskretní jako jednodílný systém.

ŠETRNÝ K POKOŽCE

Měkká a poddajná podložka může zůstat na kůži déle než jednodílná pomůcka a snižuje tak riziko poškození pokožky častými výměnami.

JEDNODUCHÝ


výřez na sáčku zapadá do vodícího výstupku na podložce a umožňuje jednoduché a přesné přiložení sáčku.

ANATOMICKÝ TVAR

sáčků umožňuje pohodlné a diskretní nošení pomůcky.



S VÝTAŽKY Z ALOE



STANDARDNÍ HYDROKOLOIDNÍ PODLOŽKA FLEXIFIT®
s Aloe Vera



FLEXIBILNÍ PODLOŽKA FLEXIFIT®
s hydrokoloidním okrajem a Aloe Vera



KONVEXNÍ PODLOŽKA FLEXIFIT®
s Aloe Vera

STANDARDNÍ HYDROKOLOIDNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT®

OTVOR	KÓD VZP	BALENÍ
13-32mm	0082539	10
13-50mm	0082540	10
13-70mm	0082541	10

FLEXIBILNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S HYDROKOLOIDNÍM OKRAJEM

OTVOR	KÓD VZP	BALENÍ
13-32mm	0082542	10
13-50mm	0082543	10
13-70mm	0082544	10

KONVEXNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT®

OTVOR	KÓD VZP	BALENÍ
13-25mm (pro sáčky 13-32mm)	0169996	5
13-38mm (pro sáčky 13-50mm)	0169997	5
13-52mm (pro sáčky 13-70mm)	0169998	5

VELKÉ SÁČKY

OTVOR	KÓD VZP béžový	BALENÍ
13-32mm	0082325	30
13-50mm	0082326	30
13-70mm	0082327	30

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	KÓD VZP béžový	BALENÍ
13-32mm	0082328	30
13-50mm	0082329	30
13-70mm	0082330	30

Výpustný sáček Confidence® Natural má unikátní pěticípou podložku, která se lépe přizpůsobí konturám těla, sníží riziko podtékání a zvyšuje komfort při nošení. Podložka obsahuje výtažky z Aloe Vera, které pomáhají chránit citlivou pokožku v okolí stomie.

PŘIROZENÝ TVAR

Unikátní pěticípá podložka Flexifit® se přizpůsobí Vašemu tělu.

PŘIROZENÝ VZHLED

Diskrétní tělová barva sáčku.

PŘIROZENÝ KOMFORT

Měkké okraje pro zvýšené pohodlí.

PŘIROZENÁ OCHRANA

Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.



PŘIROZENÁ JEMNOST

S výtažky z Aloe Vera pro ochranu citlivé pokožky.



S VÝTAŽKY Z ALOE

DISKRÉTNÍ

Výpust lze zasunout a upevnit pod textilní potah sáčku.



VELKÉ SÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	-	0082264*	0082263*	30
STŘEDNÍ SÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	-	0082270*	0082265*	30
25mm	-	•	-	0082266	30
28mm	-	•	-	0082267	30
32mm	-	•	-	0082268	30
35mm	-	•	-	0082269	30
MALÉ SÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	-	-	0082271*	30

* Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystřiženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.



S KRYCÍ CHLOPNÍ



Vynikající ohebnost a přilnavost, ideální při kýle či nerovném okolí stomie



Pomocí QR kódu si stáhněte video

Jednodílné sáčky mají anatomický tvar, oválnou podložku pro větší jistotu při nošení, hedvábně jemný potah a filtr s přídatnou vnitřní fólií pro snížení rizika slepení sáčku.

BEZPEČNÝ

Nově tvarovaná oválná podložka s výstupkem pro snadné odstranění sáčku. S otvorem pro další vystřížení do 110mm na šířku a 70mm na výšku.



NOVÝ TVAR

Lehce anatomický tvar pro jednodušší vypouštění a větší pohodlí.

VELKÉ SÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ	
13mm	•	-	0082272	30	
STŘEDNÍ SÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP průhledné s krycí chlopní béžové	BALENÍ	
13mm	•	-	0082282	30	

Výpustný konvexní sáček Confidence® Convex Supersoft se zabudovanou jemnou a flexibilní podložkou s nízkým profilem pro maximální jistotu a pohodlí.

VĚTŠÍ OHEBNOST

Podložka má výjimečně měkkou a pružnou pěnovou spodní vrstvu, která se lépe přizpůsobí pokožce a zároveň umožňuje plný a neomezený pohyb.



VYŠŠÍ JISTOTA

Poutka pro upevnění přídržného pásku.

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

Hydrokoloidní podložka s lépe přilnavým adhezivem a nízkým profilem.

VELKÉ SÁČKY				
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ
13-25mm	•	-	0082288	10
13-38mm	•	-	0082289	10
13-52mm	•	-	0082290	10
STŘEDNÍ SÁČKY				
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ
13-25mm	•	-	0082291	10
13-38mm	•	-	0082292	10
13-52mm	•	-	0082293	10

VĚTŠÍ OHEBNOST

Unikátní pěticípá podložka Flexifit® Soft Convex se lépe přizpůsobí konturám těla, snižuje riziko podtékání a podráždění pokožky.

NOVÁ POUTKA

Pevnější pro větší bezpečí, zároveň ale velmi měkká a ohebná. Navržena tak, aby netlačila a snadno se používala.

BEZPEČNÝ FILTR

ŠETRNÁ K POKOŽCE


Jako jediná konvexní podložka obsahuje výtažky z Aloe Vera, navržena tak, aby zklidnila a ochránila citlivou pokožku v okolí stomie.

PŘIROZENÝ KOMFORT

Výpust lze bezpečně zasunout a pomocí suchého zipu upevnit pod textilní potah sáčku.

DISKRÉTNÍ

Neprůhledný materiál výpusti.



SILNĚJŠÍ ADHEZE

Silnější adheze pro lepší a rychlejší přilnutí poskytuje maximální jistotu a pohodlí. O 20% tenčí podložka oproti původnímu konvexnímu adhezivu.

MĚKČÍ PODLOŽKA

Vyrobena z velice ohebného materiálu za použití unikátní směsi elastomerů. Flexibilnější než kdykoliv předtím.

HYDROKOLOID

ŠETRNÝ K POKOŽCE

Oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.




NOVÝ HEDVÁBNĚ JEMNÝ POTAH

Odolnější a rychleschnoucí nepletený materiál, velice příjemný pro pokožku.

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD VZP s krycí chlopni	BALENÍ
13-25mm	•	-	0169993	10
13-38mm	•	-	0169994	10
13-52mm	•	-	0169995	10



NOVÉ POUTKO VÝPUSTI

pro ještě snazší otevření a vyprázdnění sáčku



KONTROLNÍ OKÉNKO

umožňuje snadné a přesné přiložení sáčku



Všechny výhody jednodílného systému jako flexibilita a tenký profil společně s pohodlím a variabilitou systému dvoudílného – to je Harmony® Duo. Unikátní dvoudílný systém a k pokožce citlivý materiál podložek dělá výměnu sáčku o tolik jednodušší. Nyní s podložkami technologie Flexifit® s výtažky z Aloe Vera.

ŠETRNÝ K POKOŽCE

Měkká a poddajná podložka může zůstat na kůži déle, než jednodílná pomůcka a snižuje tak riziko poškození pokožky častými výměnami.

JEMNÝ A FLEXIBILNÍ

Podložky s unikátní technologií Flexifit® a s výtažky z Aloe Vera jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily pohybům Vašeho těla. Jsou k dispozici v několika velikostech a to jak čistě hydrokoloidní, tak flexibilní s hydrokoloidem potaženým okrajem.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ

Měkký integrovaný uzávěr se suchým zipem.

JEDNODUŠŠÍ VYPRAZDŇOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Jemné a pružné pásky umožňují snadné vyprazdňování a čištění výpusti.



STANDARDNÍ HYDROKOLOIDNÍ PODLOŽKA FLEXIFIT®
s Aloe Vera

FLEXIBILNÍ PODLOŽKA FLEXIFIT®
s hydrokoloidním okrajem a Aloe Vera

KONVEXNÍ PODLOŽKA FLEXIFIT®
s Aloe Vera

STANDARDNÍ HYDROKOLOIDNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT®

OTVOR	KÓD VZP	BALENÍ
13-32mm	0082539	10
13-50mm	0082540	10
13-70mm	0082541	10

FLEXIBILNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S HYDROKOLOIDNÍM OKRAJEM

OTVOR	KÓD VZP	BALENÍ
13-32mm	0082542	10
13-50mm	0082543	10
13-70mm	0082544	10

KONVEXNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT®

OTVOR	KÓD VZP	BALENÍ
13-25mm (pro sáčky 13-32mm)	0169996	5
13-38mm (pro sáčky 13-50mm)	0169997	5
13-52mm (pro sáčky 13-70mm)	0169998	5

VELKÉ SÁČKY

ROZMĚR	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ
13-32mm	0082331	30
13-50mm	0082332	30
13-70mm	0082333	30

STŘEDNÍ SÁČKY

ROZMĚR	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ
13-32mm	0082336	30
13-50mm	0082337	30
13-70mm	0082338	30

Dětský sáček Confidence® Comfort má všechny výhody našich produktů pro dospělé a je opravdu šetrný k jemné dětské pokožce. Výpust lze jednoduše otevřít, vyčistit a opět uzavřít. Podložka má oválný tvar pro pohodlné nošení a sáček lze umístit tak, aby výpust byla po straně – perfektní pro ničím nerušený spánek.

OVÁLNÝ TVAR PODLOŽKY


Dovoluje vypouštění do strany, pokud dítě leží.

MOŽNOST PODLOŽKY BEZ OTVORU

Pro umístění dle potřeby. Otvor nemusí být vystřižen uprostřed podložky.

SNADNÉ POUŽITÍ

Jemná a flexibilní výpust je spolehlivá, snadno se vyprazdňuje a čistí.



ŠETRNĚJŠÍ K CHOULOSTIVÉ DĚTSKÉ POKOŽCE

Ověřená snášenlivost s pokožkou, nealergenní hydrokoloid.

MOŽNOST VÝBĚRU SÁČKU

Průhledný nebo s krycí chlopní.

PRŮHLEDNÝ/ S CHLOPNÍ BEZ OTVORU

DĚTSKÉ SÁČKY			
OTVOR		KÓD VZP	BALENÍ
	průhledné	s krycí chlopní	
8-60mm	0082284	0082285	30
bez otvoru	0082286	0082287	30

Urostomický konvexní sáček Confidence® Convex Supersoft se zabudovanou jemnou a flexibilní podložkou s nízkým profilem pro maximální jistotu a pohodlí.

JEMNÝ


Poddajná konvexní podložka pro větší pohodlí.

OHEBNÝ

Podložka s pružnou pěnovou spodní vrstvou se lépe přizpůsobí pokožce.

MĚKKÝ

Textilní potah vytváří bariéru mezi pokožkou a výpustním ventilem.



POHODLNÝ

Nižší konvexní profil lépe přilne k pokožce.

BEZPEČNÝ

Hydrokoloidní podložka s vysoce přilnavým adhezivem pro dodatečnou jistotu.

JEDNODUCHÝ

Pákový uzavírací ventil s širokou výpustí a integrovanou krytkou.

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	KÓD VZP	BALENÍ
13-25mm	•	0082310	10
13-38mm	•	0082311	10
13-52mm	•	0082312	10

NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK

OBSAH	DĚLKA HADICE	KÓD VZP	BALENÍ
2000ml	120cm	0082534	10

Sáček Confidence® Natural má unikátní pěticípou podložku, která se lépe přizpůsobí konturám těla, sníží riziko podtékání a zvyšuje komfort při nošení. Hydrokoloid s výtažky z Aloe Vera, vyšší přilnavostí a prodlouženou dobou nošení byl navržen speciálně pro urostomiky.

PŘIROZENÉ POHODLÍ

Snížená horní část sáčku pro zvýšení pohodlí a diskrétnosti pomůcky.

PŘIROZENÝ TVAR

Unikátní pěticípá podložka Flexifit® se přizpůsobí Vašemu tělu.

PŘIROZENÉ BEZPEČÍ

Speciálně vyvinutá adhezivní vrstva pro urostomiky - její složení déle odolává účinkům moči, zvyšuje ochranu pokožky a prodlužuje dobu nošení.

PŘIROZENÁ OCHRANA

Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.



PŘIROZENÁ JEMNOST

S výtažky z Aloe Vera pro ochranu citlivé pokožky.



Pomocí QR kódu si stáhněte video

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ
13mm*	0082528	10
13mm**	0082305	10

MALÉ SÁČKY

OTVOR	KÓD VZP s krycí chlopní	BALENÍ
13mm*	0082533	10


NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK

OBSAH	DÉLKA HADICE	KÓD VZP	BALENÍ
2000ml	120cm	0082534	10

*Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystřiženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.

**Sáčky s oválnou podložkou lze vystřihnout do rozměru 110mm na šířku a 70mm na výšku, nejsou však vybaveny podložkou Flexifit®.

VYBERTE SI Z VÍCE MOŽNOSTÍ



Pákový uzavírací ventil s širokou výpustí a integrovanou krytkou



SÁČEK S OVÁLNOU PODLOŽKOU

Velká oválná podložka pro zvýšenou jistotu



NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK



Vynikající ohebnost a přilnavost, ideální při kýle či nerovném okolí stomie

Unikátní systém drenážních a píštělových sáčků s jedinečnými vlastnostmi. Možnost výběru horizontální nebo vertikální podložky dle umístění rány či píštěle ve variantě malého sáčku. Střední sáček s dlouhou a úzkou podložkou je ideální volbou pro otevřené rány v místě incize a také tam, kde je potřeba umístit sáček mezi další sběrné sáčky či na rány.

PŘIROZENÝ TVAR

Unikátní šesticípá podložka Flexifit® s tloušťkou pouze 1mm. Dokonale se přizpůsobí konturám Vašeho těla. Pro spolehlivé přilnutí i na nerovné abdominální ploše.

VÝBĚR Z NĚKOLIKA VARIANT

Dvě velikosti sáčků pro nízkou až střední exsudaci. Vícevrstvá fólie pro eliminaci zápachu.

PRODLOUŽENÁ DOBA NOŠENÍ


Speciálně vyvinutá adhezivní vrstva s vyšší přilnavostí, zvyšuje ochranu pokožky a prodlužuje dobu nošení.

PŘIROZENÁ OCHRANA

Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.

SPOLEHLIVÁ DRENÁŽ

Zpětný ventil a extra široká výpusť pro drenáž hustého obsahu.



MALÝ HORIZONTÁLNÍ

DRENÁŽNÍ A PÍŠŤELOVÉ SÁČKY CONFIDENCE® FLEXIFIT® (nesterilní)		
VELIKOST	KÓD VZP	BALENÍ
Horizontální malý k vystřížení do 60x40mm	0170001	10
Vertikální malý k vystřížení do 40x60mm	0170002	10
Vertikální střední k vystřížení do 53x150mm	0170003	10



MALÝ
VERTIKÁLNÍ

STŘEDNÍ
VERTIKÁLNÍ



VÝPUSTNÝ VENTIL

Možnost externího i interního připojení sběrného systému

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŘEŠENÍ KAŽDÉHO PROBLÉMU



Náš sortiment byl pečlivě navržen s ohledem na problematiku každodenního ošetřování stomie, pro zachování jistoty a sebedůvěry.

Problémy, jejichž řešením se zabýváme, jsou **PODTÉKÁNÍ**: nejčastější problém, který vyvolává další potíže, **PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE**: je způsobeno podtékáním a častou výměnou pomůcky. **ADHEZE**: nedostatečné přilnutí pomůcky vinou nerovností v okolí stomie. **ZÁPACH**: způsobený bakteriemi ve střevním obsahu nebo v moči, **ZBYTKY ADHEZIV**: ulpívající na pokožce, **OCHRANA POKOŽKY**: pro maximální pohodlí při nošení pomůcky.

K dispozici je i řada **DALŠÍCH VÝROBKŮ**. Konzultujte použití našeho příslušenství s Vaší stomasestrou či ošetřujícím lékařem.



Simplicity®

PODPŮRNÉ PRÁDLO PRO STOMIKY

PODTÉKÁNÍ

PODRÁŽDĚNÁ
KŮŽE

ADHEZE

ZÁPACH

ZBYTKY
ADHEZIV

OCHRANA
POKOŽKY

DALŠÍ
VÝROBKY

Dámské kalhotky a univerzální boxerky jsou vyrobeny z dvousměrně roztažného vlákna, které dovolí tělu volný pohyb, zatímco vroubkování na přední části přidržuje a zároveň diskrétně zakrývá sáček.

- vroubkování pro zajištění podpory sáčku
- vyšší pas pro zakrytí sáčku
- hluboký sed pro maximální pohodlí
- prakticky neviditelné pod běžným oblečením
- jemné a příjemné pro pokožku
- tenké a prodyšné antibakteriální vlákno



SIMPLICITY® UNIVERZÁLNÍ BOXERKY

VELIKOST	KÓD VÝROBKU
XS (55-69cm)	BOXXS
S/M (70-83cm)	BOXSM
M/L (84-98cm)	BOXML
L/XL (99-112cm)	BOXLXL
XXL (113-127cm)	BOXXXL
Barva: bílá, béžová a černá	

SIMPLICITY® DÁMSKÉ KALHOTKY

VELIKOST	KÓD VÝROBKU
XS (55-69cm)	BRFXS
S/M (70-83cm)	BRFSM
M/L (84-98cm)	BRFML
L/XL (99-112cm)	BRFLXL
XXL (113-127cm)	BRFXXL
Barva: bílá, béžová a černá	

PERI-PREP® SENSITIVE

OCHRANNÝ FILM

Dermacol®

TĚSNÍCÍ MANŽETA

PODTĚKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY ADHEZIV OCHRANA POKOŽKY DALŠÍ VÝROBKY PODTĚKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY ADHEZIV OCHRANA POKOŽKY DALŠÍ VÝROBKY


Mechanické namáhání způsobené pravidelnou výměnou pomůcky či podtékání mohou vést k podráždění kůže. Peri-Prep® Sensitive vytvoří během několika okamžiků jemný ochranný film v okolí stomie.

- předchází vzniku podráždění kůže při časté výměně pomůcky
- ochraňuje adhezivní vrstvu pomůcky před působením potu
- chrání pokožku před podtékáním
- není nutné odstraňovat při každé výměně pomůcky

V případě potřeby je možno nanést několik vrstev a vytvořit tak dlouhotrvající ochrannou bariéru. Peri-Prep® Sensitive poskytuje maximální ochranu, je šetrný k pokožce a neštípe.



Nová technologie: Peri-Prep® Sensitive vyvinutý ve spolupráci s univerzitou v Astonu vytváří po zaschnutí odolnou ochrannou vrstvu, která je díky neutrálnímu pH velmi šetrná k pokožce. Přípravek obsahuje hvězdicové polymery, které zajišťují vysokou pružnost ochranné vrstvy a lepší přilnutí pomůcky.




PERI-PREP® SENSITIVE

POPIS	KÓD VZP	BALENÍ
Ubrousky	0082349	30

Dermacol® je unikátní těsnící manžeta chránící okolí stomie před zatékáním obsahu sáčku přímo na pokožku.

Na rozdíl od jiných výrobků, Dermacol® vytváří fyzickou bariéru proti podtékání a dráždění jemné peristomální pokožky, zajišťuje pohodlí a dodatečnou jistotu. Lze použít s jakoukoliv stomickou pomůckou.



DERMACOL®					
VELIKOST STOMIE	KÓD VZP	BALENÍ	VELIKOST STOMIE	KÓD VZP	BALENÍ
17mm - 20mm	0082545	30	30mm - 32mm	0082361	30
21mm - 23mm	0082358	30	33mm - 35mm	0082362	30
24mm - 26mm	0082359	30	36mm - 38mm	0082363	30
27mm - 29mm	0082360	30	39mm - 41mm	0082546	30

PODTĚKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY ADHEZIV OCHRANA POKOŽKY DALŠÍ VÝROBKY
PODTĚKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY ADHEZIV OCHRANA POKOŽKY DALŠÍ VÝROBKY

Hydrokoloidní přídržné pásky pro dodatečnou fixaci okrajů podložky jsou účinnou pomůckou pro řešení občasných potíží se spolehlivým přilnutím pomůcky. Zapomeňte na nepohodlné a dráždivé lepicí pásky – SecuPlast® Hydro jsou tenké, poddajné a šetrné k Vaší pokožce.

- poskytují dodatečnou jistotu s jakoukoliv pomůckou
- jednoduše se přikládají, dle potřeby můžete použít několik pásků
- jsou šetrné k pokožce a mohou je použít i ti, kterým nevyhovují mikroporové pásky
- univerzální velikost

Jistota kdykoliv a kdekoliv ji potřebujete. Rozsáhlé testy prokázaly, že:

- 96% uživatelů považuje SecuPlast® Hydro za pohodlné
- 74% uvedlo jejich velikost jako odpovídající
- 62% označilo SecuPlast® Hydro jako lepší, než dosud užívaný výrobek

SECUPLAST® HYDRO ALOE VERA

Ještě jemnější k pokožce díky zklidňujícím a hydratačním účinkům Aloe Vera.




PŘÍDRŽNÉ PÁSKY SECUPLAST® HYDRO & HYDRO ALOE VERA		
POPIS	KÓD VZP	BALENÍ
Hydrokoloidní	0082342	30
Hydrokoloidní s Aloe Vera	0082343	30

Tvarovatelné těsnící kroužky SecuPlast® snižují riziko podtékání střevního obsahu pod pomůckou a napomáhají tak předejít problémům s podrážděnou pokožkou.

Jednoduše vymodelujete kroužek do potřebné velikosti a tvaru a přiložte těsně okolo stomie. Vytvoříte tak spolehlivou těsnící vrstvu proti podtékání.

- není nutno předem zahřát
- vhodné pro všechny typy stomií i pomůcek
- lze snadno tvarovat a přiložit
- lze snadno dělit a části opět spojovat
- materiál příznivý pro pokožku, neštípe ani na podrážděné kůži
- materiál zachovává tvar, který jste vymodelovali a vytváří trvanlivou těsnící vrstvu



Pomocí QR kódu si stáhněte video



TVAROVATELNÉ TĚSNÍCÍ KROUŽKY SECUPLAST®

POPIS	VNĚJŠÍ PRŮMĚR	TLOUŠŤKA	KÓD VZP	BALENÍ
Tenké	50mm	3mm	0082344	30
Standard	50mm	4.2mm	0082345	30
Velké	100mm	3mm	0082346	10

ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV WIPEAWAY A WIPEAWAY PLUS

POHLCOVAČ PACHU FRESHAIRESM

PODTĚKÁNÍ	PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE	ADHEZE	ZÁPACH	ZBYTKY ADHEZIV	OCHRANA POKOŽKY	DALŠÍ VÝROBKY	PODTĚKÁNÍ	PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE	ADHEZE	ZÁPACH	ZBYTKY ADHEZIV	OCHRANA POKOŽKY	DALŠÍ VÝROBKY
-----------	-----------------	--------	--------	----------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------	--------	--------	----------------	-----------------	---------------

WIPEAWAY

Spolehlivý a ověřený odstraňovač adheziv, dostupný v ubrouscích i jako spray. Obsahuje přírodní složky s jemnou vůní levandule, které zklidňují namáhanou pokožku. Neobsahuje alkohol.



ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV WIPEAWAY

POPIS	OBSAH	KÓD VZP	BALENÍ
Ubrousky	-	0082350	30
Spray	50ml	0082547	1

WIPEAWAY PLUS

Nedráždivý odstraňovač adheziv na bázi silikonu dokáže šetrně a zároveň rychle odstranit i vysoce přilnavé materiály. Neštípe ani na velmi citlivé pokožce, nesnižuje přilnavost nové pomůcky a má svěží a příjemnou vůni čerstvé máty.



ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV WIPEAWAY PLUS

POPIS	OBSAH	KÓD VZP	BALENÍ
Spray	50ml	0170000	1

Na rozdíl od osvěžovačů vzduchu či deodorantů, FreshAireSM nazakrývá pachy jinou vůní, ale přímo a efektivně likviduje molekuly pachu.

- likviduje pachy na molekulární úrovni
- bezpečný, netoxický, nehořlavý
- šetrný k životnímu prostředí
- nealergizující

FreshAireSM je účinný a snadno se používá. Aplikujte jednu či dvě dávky do vzduchu okolo sáčku během jeho výměny.

- lehká příruční nádoba
- bezpečné použití v uzavřených prostorech
- nezanechává stopy na textilích a ostatních materiálech
- jemná vůně máty



POHLCOVAČ PACHU FRESHAIRESM

OBSAH	KÓD VZP	BALENÍ
50ml	0082351	1

STOMICKÁ PASTA STOMAPASTE A SECUPASTE®

OCHRANNÉ DESTIČKY

PODTĚKÁNÍ
PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE
ADHEZE
ZÁPACH
ZBYTKY ADHEZIV
OCHRANA POKOŽKY
DALŠÍ VÝROBKY
PODTĚKÁNÍ
PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE
ADHEZE
ZÁPACH
ZBYTKY ADHEZIV
OCHRANA POKOŽKY
DALŠÍ VÝROBKY

STOMAPASTE

Stomická pasta k vyplnění kožních nerovností v okolí stomie. Snadno se aplikuje a nelepí se na prsty během nanášení a roztírání. Zasychá do 30 vteřin. Obsahuje alkohol.



STOMICKÁ PASTA STOMAPASTE

OBSAH	KÓD VZP	BALENÍ
60g	0082356	1

SECUPASTE®

Unikátní stomická pasta, která eliminuje štípání a podráždění pokožky. Díky speciálnímu složení zůstává tvárná, nevysychá a dokonale vyplní kožní nerovnosti, jizvy a záhyby. Neobsahuje alkohol.



STOMICKÁ PASTA SECUPASTE®

OBSAH	KÓD VZP	BALENÍ
60g	0169999	1

Alergické reakce na adhezivní materiál některých pomůcek mohou způsobit podráždění kůže v okolí stomie. V některých případech je proto třeba vytvořit dodatečnou vrstvu před přiložením pomůcky.



- jemný a nedráždivý materiál vhodný pro citlivou pokožku
- tenký profil zaručuje maximální ohebnost
- lze jednoduše přizpůsobit velikosti stomie
- podporuje hojení poškozené kůže

Destičky jsou určeny k ochraně namáhané pokožky v okolí stomie a pro prevenci jejího poškození. Lze je též použít jako dodatečnou vrstvu před přiložením stomické pomůcky. Hydrokoloidní materiál firmy Salts podporuje hojení již poškozené kůže a chrání ji před dalším podrážděním.

OCHRANNÉ DESTIČKY

VELIKOST	KÓD VZP	BALENÍ
10cm x 10cm	0082347	10
15cm x 15cm	0082348	5

POHLCOVAČ PACHU NO-ROMA

ZKLIDŇUJÍCÍ ROZTOK A MÝDLO SALTAIR®

PODTĚKÁNÍ	PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE	ADHEZE	ZÁPACH	ZBYTKY ADHEZIV	OCHRANA POKOŽKY	DALŠÍ VÝROBKY	PODTĚKÁNÍ	PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE	ADHEZE	ZÁPACH	ZBYTKY ADHEZIV	OCHRANA POKOŽKY	DALŠÍ VÝROBKY
-----------	-----------------	--------	--------	----------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------	--------	--------	----------------	-----------------	---------------

Pach ze sáčku může vést k mnoha nepříjemným situacím. Pohlcovač pachu No-Roma pomáhá takovým problémům předcházet.

- likviduje bakterie produkující pach
- dostupný ve dvou velikostech
- zaručuje dlouhodobý účinek
- neperfémovaný



Na rozdíl od jiných produktů, No-Roma pachy nepřekrývá jinými vůněmi, ale přímo likviduje bakterie zápach vytvářející. Použití je velmi jednoduché, stačí pouze několik kapek do sáčku při jeho nasazování či výměně. Nepoužívejte přímo na stomii.

Pohlcovač pachu No-Roma je k dispozici ve dvou velikostech, malé balení je ideální na cesty.

POHLCOVAČ PACHU NO-ROMA		
OBSAH	KÓD VZP	BALENÍ
28ml	0082352	1
227ml	0082353	1

ROZTOK SALTAIR® ●
Podrážděná či poškozená pokožka znepříjemňuje a komplikuje ošetřování stomie. Zklidňující roztok SaltAir® pomáhá při řešení těchto problémů. Neobsahuje alkohol a neštípe proto i při použití na poškozenou kůži.



- zklidňuje podrážděnou kůži
- neobsahuje alkohol, neštípe
- neobsahuje mastné složky
- snadné použití

Zklidňující roztok SaltAir® naneste na tampón a ošetřete okolí stomie. Roztok neobsahuje mastné složky a po zaschnutí zlepšuje přilnutí stomické pomůcky. Roztok lze použít u všech typů stomii i pomůcek.

MÝDLO SALTAIR® ●
V některých případech nestačí omýt okolí stomie pouze teplou vodou, abyste odstranili zbytky adhezivních materiálů. Jindy je třeba zvláštní péče o podrážděnou či poškozenou pokožku.

- rychle odstraňuje z kůže zbytky adheziv
- snadno čistí a omývá pokožku
- neperfémované



Mýdlo SaltAir® je jemné tekuté mýdlo navržené speciálně pro potřeby stomiků. Je neperfémované a snižuje tak riziko podráždění kůže. Působí rychle a efektivně, stačí pouze několik kapek do vodní lázně, kterou stomii a její okolí lehce omyjete.

ZKLIDŇUJÍCÍ ROZTOK A MÝDLO SALTAIR®			
POPIS	OBSAH	KÓD VZP	BALENÍ
Roztok	28ml	0082354	1
Mýdlo	110ml	0082355	1

