

Sabrix

PRŮVODCE SORTIMENTEM

Stomické pomůcky a příslušenství



Ověřuje pro Salts vzhledem
zdravé peristomální pokožky



DERMATOLOGICKY
AKREDITOVÁNO

 **salts**
HEALTHCARE



Obsah

Úvod.....	4
Confidence® Natural Advance uzavřený.....	6
Confidence® Natural uzavřený.....	8
Confidence® Natural Soft Convex uzavřený.....	10
Confidence® Convex Supersoft uzavřený.....	12
Confidence® Gold uzavřený s oválnou podložkou.....	13
Confidence® Natural Advance výpustný.....	14
Confidence® Natural výpustný.....	16
Confidence® Natural Soft Convex výpustný.....	18
Confidence® Convex Supersoft výpustný.....	20
Confidence® Comfort výpustný s oválnou podložkou.....	21
Harmony® Duo uzavřený.....	22
Harmony® Duo výpustný.....	24
Confidence® Natural Advance urostomický.....	26
Confidence® Natural urostomický.....	28
Confidence® Convex Supersoft urostomický.....	30
Drenážní a pištělové sáčky Confidence® Flexifit®.....	31
Příslušenství.....	32
Odstraňovače adheziv.....	33
Ochranný film.....	34
Vyrovňovací a přídržné pásky.....	35
Stomické pasty.....	36
Těsnící manžety.....	37
Tvarovatelné kroužky.....	38
Tvarovatelné kroužky s Aloe.....	39
Ochranné destičky.....	40
Pohlčovač pachu No Roma.....	41
Zklidňující čistící roztok.....	42
Stomický pásek.....	42
Podpurné prádlo pro stomiky.....	43

SPOLU S NEJVĚTŠÍMI BRITSKÝMI SPOLEČNOSTMI PEČUJEME O POKOŽKU



DERMATOLOGICKY
AKREDITOVÁNO



Ověřuje pro Salts výzkum
zdravé peristomální pokožky

Ochrana kůže je naší prioritou

Náš výzkum a vývoj šetrných adhezivních materiálů je jedním z důvodů získaného ocenění od Aliance pro zdravou pokožku, která je vedoucí mezinárodní autoritou úzce spolupracující s dermatology a výzkumníky po celém světě.

Tato akreditační známka je udělována pouze výrobkům, jejichž vědecký a klinický výzkum splnil přísná kritéria bezpečného použití pro pokožku.

To nás řadí mezi oceněné celosvětové lídry výrobců produktů šetrných k pokožce, jako jsou Olay, Bio-Oil®, Carex, Neutrogena® a Pampers®.



Pro Vaši pokožku jen to nejlepší

Salts Healthcare také jako jediný výrobce stomických pomůcek získal ocenění od Britské nadace pro pokožku za výzkum a vývoj hydrokoloidů šetrných k pokožce. Jako jeden z vedoucích podporovatelů výzkumu onemocnění kůže se tato nadace taktéž věnuje nezávislému posuzování výrobků z hlediska jejich bezpečnosti pro pokožku.

Mezi další držitele ocenění Britské nadace pro pokožku patří Bio-Oil®, Boots, Garnier a společnost sk:n, které stejně jako Salts využívají ve svých produktech výtažky z Aloe vera.



Všechny naše nejprodávanější produkty s podložkou Flexifit®* obsahují výtažky z Aloe vera a přirozeně tak napomáhají zklidnění a ochraně pokožky v okolí stomie.

Aloe vera již od dob starověkého Egypta a Číny, kde jako první objevili před mnoha lety sílu této rostliny, proslula díky svým zklidňujícím a hojivým účinkům.

Výtažky z Aloe vera se v našich hydrokoloidních materiálech chovají jako přirozený humektant, který pomáhá hydrataci pokožky.

* Kromě dětských a novorozeneckých sáčků Confidence® Comfort s podložkou Flexifit®



CONFIDENCE® NATURAL ADVANCE



UZAVŘENÝ

Confidence® Natural Advance v sobě spojuje vynikající vlastnosti nového hydrokoloidu vyznačujícího se silnou dlouhotrvající adhezí, rychlým přilnutím pro větší jistotu a nižší riziko podtékání. Unikátní pěticípá podložka Flexifit® je navržena tak, aby se co nejvíce přizpůsobila Vašemu tělu. Obsah výtažků z Aloe vera napomáhá ke zklidnění a ochraně pokožky.

Nová dvoubarevná krycí fólie s dobře viditelnými předkreslenými naváděcími liniemi slouží pro jednodušší vystřížení.

Výhody:

- Hydrokoloid s velmi silnou adhezí pro rychlejší a dlouhotrvající přilnutí.
- Podložka Confidence® Natural Advance s výtažky z Aloe vera pro ochranu a zklidnění pokožky v okolí stomie.
- Unikátně tvarovaná pěticípá podložka Flexifit® která se lépe přizpůsobí konturám těla, sníží riziko podtékání a zvýší komfort při nošení.
- Dvoubarevná krycí fólie s výraznými naváděcími liniemi pro jednodušší vystřížení požadovaného tvaru.
- Barevně vyznačené místo k odstranění krycí fólie pro snadnější orientaci.
- Uhlíkový filtr a speciální vnitřní konstrukce sáčku minimalizuje zápach a snižuje riziko slepení sáčku.
- Hedvábně jemný tělový potah s krycí chlopní pro snadnou kontrolu vystříženého otvoru a přesného umístění sáčku.



VELKÉ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘÍŽENÍ	PŘEDSTŘÍŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	5002811*	5002814*	30
13–90mm	•	–	–	5002813**	30

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘÍŽENÍ	PŘEDSTŘÍŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	5002812*	5002815*	30
25mm	–	•	–	5002816	30
28mm	–	•	–	5002817	30
32mm	–	•	–	5002818	30
35mm	–	•	–	5002819	30
38mm	–	•	–	5002820	30
41mm	–	•	–	5002821	30

MINISÁČKY

OTVOR	K VYSTŘÍŽENÍ	PŘEDSTŘÍŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	–	5002822*	30

* Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystříženy do 70mm na šířku a 55mm na výšku.

** Sáčky s velkou podložkou mohou být vystříženy do rozměru 90mm na šířku a 80mm na výšku.

Uzavřený sáček Confidence® Natural má unikátní pěticípou podložku, která se lépe přizpůsobí konturám těla, snižuje riziko podtékání a zvyšuje komfort při nošení. Podložka obsahuje výtažky z Aloe vera, které pomáhají chránit citlivou pokožku v okolí stomie.



Výhody:

- Přirozený tvar – unikátní pěticípá podložka Flexifit® se přizpůsobí Vašemu tělu.
- Diskrétní tělová barva sáčku.
- Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.
- S výtažky z Aloe vera pro ochranu citlivé pokožky.
- Přirozený komfort – měkké okraje pro zvýšené pohodlí.



Pomocí QR kódu si stáhněte video

VELKÉ SÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	5002768*	5002767*	30
STŘEDNÍ SÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	5002776*	5002769*	30
25mm	–	•	–	5002770	30
28mm	–	•	–	5002771	30
32mm	–	•	–	5002772	30
35mm	–	•	–	5002773	30
38mm	–	•	–	5002774	30
41mm	–	•	–	5002775	30
MINISÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	–	5002777*	30

* Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystřiženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.

CONFIDENCE® NATURAL SOFT CONVEX



UZAVŘENÝ

Neustálý výzkum a vývoj nám pomohl vyvinout naši nejměkčí, nejpřílnavější a nejflexibilnější konvexní pomůcku. Confidence® Natural Soft Convex s podložkou Flexifit® má celou řadu jedinečných vlastností, které pomáhají zvyšovat jistotu a kvalitu života při nošení konvexního sáčku.




Výhody:

- Měkký mírně konvexní sáček.
- Unikátní pěticípá podložka Flexifit® – lépe se přizpůsobí konturám těla.
- Podložka s výtažky z Aloe vera – pomáhá zklidnit a chránit citlivou pokožku v okolí stomie.
- Tenčí a zároveň flexibilnější, rychleji a lépe přilne.
- Neuvěřitelně měkká konvexní podložka poskytuje maximální komfort a jistotu při nošení.
- Odolnější a rychleschnoucí nepletený materiál, velice příjemný pro pokožku.
- Pevnější poutka pro větší bezpečí, zároveň ale velmi měkká a ohebná. Navržena tak, aby se nezarávala a snadno se používala.
- Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13–25mm	•	–	5002784	10
13–38mm	•	–	5002785	10
13–52mm	•	–	5002786	10

O vhodnosti použití konvexního sáčku se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.



VYŠŠÍ FLEXIBILITA

Podložka ohebná do všech směrů pro větší komfort a bezpečí



KONTROLNÍ OKÉNKO

umožňuje snadné a přesné přiložení sáčku

CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT



UZAVŘENÝ

Uzavřený konvexní sáček Confidence® Convex Supersoft se střední pevnější konvexitou pro maximální jistotu a pohodlí.

Výhody:

- Podložka má výjimečně měkkou a pružnou pěnovou spodní vrstvu, která se lépe přizpůsobí pokožce a zároveň umožňuje plný a neomezený pohyb.
- Vyšší jistota – poutka pro upevnění přídržného pásku.



VELKÉ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13–25mm	•	–	5002778	10
13–38mm	•	–	5002779	10
13–52mm	•	–	5002780	10

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13–25mm	•	–	5002781	10
13–38mm	•	–	5002782	10
13–52mm	•	–	5002783	10

O vhodnosti použití konvexního sáčku se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

CONFIDENCE® GOLD



UZAVŘENÝ

Jednodílné sáčky s oválnou podložkou pro vyšší jistotu při nošení, jemný potah, tišší materiál s přídavnou vnitřní fólií pro snížení rizika slepení sáčku.

Výhody:

- Tenčí oválná podložka se snadno přizpůsobí konturám těla a lépe přilne. Lze vystříhnout až do 110mm na šířku a 70mm na výšku. Přídavná vnitřní fólie snižuje riziko slepení sáčku, podtékání a zvyšuje jistotu při nošení.
- Pro zvýšené pohodlí při nošení je filtr umístěn ve středu sáčku mezi ochrannými vrstvami, které zaručují jeho bezchybnou funkci.



VELKÉ SÁČKY S OVÁLNOU PODLOŽKOU

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13mm	•	–	5002766*	30

* Sáčky s oválnou podložkou lze vystříhnout do rozměru 110mm na šířku a 70mm na výšku.

CONFIDENCE® NATURAL ADVANCE



VÝPUSTNÝ

Confidence® Natural Advance v sobě spojuje vynikající vlastnosti nového hydrokoloidu vyznačujícího se silnou dlouhotrvající adhezí, rychlým přilnutím pro větší jistotu a nižší riziko podtékání. Unikátní pěticípá podložka Flexifit® je navržena tak, aby se co nejvíce přizpůsobila Vašemu tělu. Obsah výtažků z Aloe vera napomáhá ke zklidnění a ochraně pokožky.

Nová dvoubarevná krycí fólie s dobře viditelnými předkreslenými naváděcími liniemi slouží pro jednodušší vystřížení.



Výhody:

- Hydrokoloid s velmi silnou adhezí pro rychlejší a dlouhotrvající přilnutí.
- Podložka Confidence® Natural Advance s výtažky z Aloe vera pro ochranu a zklidnění pokožky v okolí stomie.
- Unikátně tvarovaná pěticípá podložka Flexifit®, která se lépe přizpůsobí konturám těla, sníží riziko podtékání a zvyšuje komfort při nošení.
- Dvoubarevná krycí fólie s výraznými naváděcími liniemi pro jednodušší vystřížení požadovaného tvaru.
- Barevně vyznačené místo k odstranění krycí fólie pro snadnější orientaci.
- Uhlíkový filtr a speciální vnitřní konstrukce sáčku minimalizuje zápach a snižuje riziko nafukování sáčku.
- Hedvábně jemný tělový potah s krycí chlopní pro snadnou kontrolu vystříženého otvoru a přesného umístění sáčku.
- Výpust lze bezpečně zasunout a pomocí suchého zipu upevnit pod textilní potah sáčku.
- Nové poutko výpusti pro ještě snazší otevření a vyprázdnění sáčku.

VELKÉ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘÍŽENÍ	PŘEDSTŘÍŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	5002823*	5002826*	30
13–90mm	•	–	–	5002825**	30

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘÍŽENÍ	PŘEDSTŘÍŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	5002824*	5002827*	30
25mm	–	•	–	5002828	30
28mm	–	•	–	5002829	30
32mm	–	•	–	5002830	30
35mm	–	•	–	5002831	30

MALÉ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘÍŽENÍ	PŘEDSTŘÍŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	–	5002832*	30

* Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystříženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.

** Sáčky s velkou podložkou mohou být vystříženy do rozměru 90mm na šířku a 80mm na výšku.

Výpustný sáček Confidence® Natural má unikátní pěticípou podložku, která se lépe přizpůsobí konturám těla, snižuje riziko podtékání a zvyšuje komfort při nošení. Podložka obsahuje výtažky z Aloe vera, které pomáhají chránit citlivou pokožku v okolí stomie.



Výhody:

- Přirozený tvar – unikátní pěticípá podložka Flexifit® se přizpůsobí Vašemu tělu.
- Diskrétní tělová barva sáčku.
- Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.
- Měkké okraje pro zvýšené pohodlí.
- S výtažky z Aloe vera pro ochranu citlivé pokožky.
- Výpust lze zasunout a upevnit pod textilní potah sáčku.



Pomocí QR kódu si stáhněte video

VELKÉ SÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	5002791*	5002790*	30
STŘEDNÍ SÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	5002797*	5002792*	30
25mm	–	•	–	5002793	30
28mm	–	•	–	5002794	30
32mm	–	•	–	5002795	30
35mm	–	•	–	5002796	30
MALÉ SÁČKY					
OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL		BALENÍ
			průhledné	s krycí chlopní	
13mm	•	–	–	5002798*	30

* Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystřiženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.

CONFIDENCE® NATURAL SOFT CONVEX



VÝPUSTNÝ

Neustálý výzkum a vývoj nám pomohl vyvinout naši nejměkčí, nejpřilnavější a nejflexibilnější konvexní pomůcku. Confidence® Natural Soft Convex s podložkou Flexifit® má celou řadu jedinečných vlastností, které pomáhají zvyšovat jistotu a kvalitu života při nošení konvexního sáčku.




Výhody:

- Unikátní pěticipá podložka Flexifit® Soft Convex se lépe přizpůsobí konturám těla, snižuje riziko podtékání a podráždění pokožky.
- Pevnější poutka pro větší bezpečí, zároveň ale velmi měkká a ohebná. Navržena tak, aby netlačila a snadno se používala.
- Jako jediná konvexní podložka obsahuje výtažky z Aloe vera pro zklidnění a ochranu citlivé pokožky v okolí stomie.
- Výpust lze bezpečně zasunout a pomocí suchého zipu upevnit pod textilní potah sáčku.
- Neprůhledný materiál výpusti.
- Nový hedvábně jemný potah – odolnější a rychleschnoucí nepletený materiál, velice příjemný pro pokožku.
- Silnější adheze pro lepší a rychlejší přilnutí poskytuje maximální jistotu a pohodlí. O 20% tenčí podložka oproti původnímu konvexnímu adhezivu.
- Vyrobená z velice ohebného materiálu za použití unikátní směsi elastomerů. Flexibilnější než kdykoliv předtím.
- Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13–25mm	•	–	5002805	10
13–38mm	•	–	5002806	10
13–52mm	•	–	5002807	10

O vhodnosti použití konvexního sáčku se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.



NOVÉ POUTKO VÝPUSTI

pro ještě snazší otevření
a vyprázdnění sáčku



KONTROLNÍ OKÉNKO

umožňuje snadné a přesné
přiložení sáčku

CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT



VÝPUSTNÝ

Výпустný konvexní sáček Confidence® Convex Supersoft se střední pevnější konvexitou pro maximální jistotu a pohodlí.



Výhody:

- Podložka má výjimečně měkkou a pružnou pěnovou spodní vrstvu, která se lépe přizpůsobí pokožce a zároveň umožňuje plný a neomezený pohyb.
- Poutka pro upevnění přídržného pásku.
- Hydrokoloidní podložka s vysoce přilnavým adhezivem a středním konvexním profilem.

VELKÉ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13–25mm	•	–	5002802	10
13–38mm	•	–	5002803	10
13–52mm	•	–	5002804	10

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13–25mm	•	–	5002799	10
13–38mm	•	–	5002800	10
13–52mm	•	–	5002801	10

O vhodnosti použití konvexního sáčku se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

CONFIDENCE® COMFORT



VÝPUSTNÝ

Jednodílné sáčky s oválnou podložkou pro větší jistotu při nošení, hedvábně jemný potah s přídavnou vnitřní fólií pro snížení rizika slepení sáčku.



Výhody:

- Tvarovaná oválná podložka pro další vystřížení do 110mm na šířku a 70mm na výšku.
- Lehce anatomický tvar pro jednodušší vypouštění a větší pohodlí.

VELKÉ SÁČKY S OVÁLNOU PODLOŽKOU

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13mm	•	–	5002764*	30

* Sáčky s oválnou podložkou lze vystříhnout do rozměru 110mm na šířku a 70mm na výšku.

HARMONY® DUO S PODLOŽKOU FLEXIFIT® S ALOE VERA



UZAVŘENÝ

Všechny výhody jednodílného systému jako flexibilita a tenký profil společně s pohodlím a variabilitou systému dvoudílného – to je Harmony® Duo. Unikátní dvoudílný systém a k pokožce citlivý materiál podložek dělá výměnu sáčku o tolik jednodušší. Nyní s podložkami technologie Flexifit® s výtažky z Aloe vera.

STANDARDNÍ PODLOŽKA

Flexifit® s Aloe vera



FLEXIBILNÍ PODLOŽKA

Flexifit® s Aloe vera a okrajem potaženým hydrokoloidem



KONVEVNÍ PODLOŽKA

Flexifit® s Aloe vera



Výhody:

- Podložky s unikátní technologií Flexifit® a s výtažky z Aloe vera jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily pohybu Vašeho těla. Jsou k dispozici jak čistě hydrokoloidní, tak flexibilní s okrajem potaženým hydrokoloidem a konvexní.
- Silné adhezivum zajišťuje pevné a spolehlivé spojení sáčku s podložkou i při odlepení a opětovném nasazení.
- Měkká a poddajná podložka může zůstat na kůži déle než jednodílná pomůcka a snižuje tak riziko poškození pokožky častými výměnami.
- Lehký a pro pokožku příjemný textilní potah sáčku v tělové barvě.
- Jednoduchý – výřez na sáčku zapadá do vodícího výstupku na podložce a umožňuje jednoduché a přesné nalepení sáčku.
- Tenký a diskretní jako jednodílný systém.
- Anatomický tvar sáčků umožňuje pohodlné a diskretní nošení pomůcky.

STANDARDNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S ALOE VERA

OTVOR	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–32mm	5002727	10
13–50mm	5002728	10
13–70mm	5002729	10

FLEXIBILNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S OKRAJEM POTAŽENÝM HYDROKOLOIDEM

OTVOR	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–32mm	5002730	10
13–50mm	5002731	10
13–70mm	5002732	10

KONVEVNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S ALOE VERA

OTVOR	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–25mm (pro sáčky 13–32mm)	5002735	5
13–38mm (pro sáčky 13–50mm)	5002736	5
13–52mm (pro sáčky 13–70mm)	5002737	5

VELKÉ SÁČKY – BÉŽOVÉ

OTVOR	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–32mm	5002738	30
13–50mm	5002739	30
13–70mm	5002740	30

STŘEDNÍ SÁČKY – BÉŽOVÉ

OTVOR	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–32mm	5002741	30
13–50mm	5002742	30
13–70mm	5002743	30

O vhodnosti použití konvexní podložky se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

HARMONY® DUO S PODLOŽKOU FLEXIFIT® S ALOE VERA



VÝPUSTNÝ

Všechny výhody jednodílného systému jako flexibilita a tenký profil společně s pohodlím a variabilitou systému dvoudílného – to je Harmony® Duo. Unikátní dvoudílný systém a k pokožce citlivý materiál podložek dělá výměnu sáčku o tolik jednodušší. Nyní s podložkami technologie Flexifit® s výtažky z Aloe vera.

STANDARDNÍ PODLOŽKA

Flexifit® s Aloe vera



FLEXIBILNÍ PODLOŽKA

Flexifit® s Aloe vera a okrajem potaženým hydrokoloidem



KONVEXNÍ PODLOŽKA

Flexifit® s Aloe vera



Výhody:

- Měkká a poddajná podložka může zůstat na kůži déle než jednodílná pomůcka a snižuje tak riziko poškození pokožky častými výměnami.
- Podložky s unikátní technologií Flexifit® a s výtažky z Aloe vera jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily pohybům Vašeho těla. Jsou k dispozici jak čistě hydrokoloidní, tak flexibilní s okrajem potaženým hydrokoloidem a konvexní.
- Měkký integrovaný uzávěr se suchým zipem.
- Jemné a pružné pásky umožňují snadné vyprazdňování a čištění výpusti.
- Anatomický tvar sáčků umožňuje pohodlné a diskrétní nošení pomůcky.
- Lehký a pro pokožku příjemný textilní potah sáčku v tělové barvě.
- Výřez na sáčku zapadá do vodícího výstupku na podložce a umožňuje jednoduché a přesné nalepení sáčku.
- Uzávěr lze zasunout a pomocí suchého zipu upevnit pod textilní potah sáčku.

STANDARDNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S ALOE VERA

OTVOR	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–32mm	5002727	10
13–50mm	5002728	10
13–70mm	5002729	10

FLEXIBILNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S OKRAJEM POTAŽENÝM HYDROKOLOIDEM

OTVOR	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–32mm	5002730	10
13–50mm	5002731	10
13–70mm	5002732	10

KONVEXNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S ALOE VERA

OTVOR	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–25mm (pro sáčky 13–32mm)	5002735	5
13–38mm (pro sáčky 13–50mm)	5002736	5
13–52mm (pro sáčky 13–70mm)	5002737	5

VELKÉ SÁČKY – S KRYCÍ CHLOPNÍ

OTVOR	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–32mm	5002744	30
13–50mm	5002745	30
13–70mm	5002746	30

STŘEDNÍ SÁČKY – S KRYCÍ CHLOPNÍ

OTVOR	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–32mm	5002749	30
13–50mm	5002750	30
13–70mm	5002751	30

O vhodnosti použití konvexní podložky se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

CONFIDENCE® NATURAL ADVANCE



UROSTOMICKÝ

Confidence® Natural Advance v sobě spojuje vynikající vlastnosti nového hydrokoloidu vyznačujícího se silnou dlouhotrvající adhezí, rychlým přilnutím pro větší jistotu a nižší riziko podtékání. Unikátní pěticípá podložka Flexifit® je navržena tak, aby se co nejvíce přizpůsobila Vašemu tělu. Obsah výtažků z Aloe vera napomáhá ke zklidnění a ochraně pokožky. Nová dvoubarevná krycí fólie s dobře viditelnými předkreslenými naváděcími liniemi slouží pro jednodušší vystřížení.

Výhody:

- Hydrokoloid s velmi silnou adhezí pro rychlejší a dlouhotrvající přilnutí.
- Podložka Confidence® Natural Advance s výtažky z Aloe vera pro ochranu a zklidnění pokožky v okolí stomie.
- Unikátně tvarovaná pěticípá podložka Flexifit®, která se lépe přizpůsobí konturám těla, sníží riziko podtékání a zvyšuje komfort při nošení.
- Dvoubarevná krycí fólie s výraznými naváděcími liniemi pro jednodušší vystřížení požadovaného tvaru.
- Barevně vyznačené místo k odstranění krycí fólie pro snadnější orientaci.
- Pákový uzavírací ventil pro jednoduché otevření/uzavření i pro uživatele s horší motorikou.
- Hedvábně jemný tělový potah s krycí chlopní pro snadné a přesné nalepení sáčku.



STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13mm	•	–	5002837	10

MALÉ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13mm	•	–	5002838*	10

NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK

OBSAH	DÉLKA HADICE	KÓD SÚKL	BALENÍ
2000ml	120cm	5004912	10

* Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystříženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.



Noční sběrný sáček



Pákový uzavírací ventil s širokou výpustí a integrovanou krytkou

Sáček Confidence® Natural má unikátní pěticipou podložku, která se lépe přizpůsobí konturám těla, sníží riziko podtékání a zvyšuje komfort při nošení. Hydrokoloid s výtažky z Aloe vera, vyšší přilnavostí a prodlouženou dobou nošení byl navržen speciálně pro urostomiky.



Výhody:

- Unikátní pěticipá podložka Flexifit® se přizpůsobí Vašemu tělu.
- Speciálně vyvinutá adhezivní vrstva pro urostomiky – její složení déle odolává účinkům moči, zvyšuje ochranu pokožky a prodlužuje dobu nošení.
- Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.
- S výtažky z Aloe vera pro ochranu citlivé pokožky.
- Pákový uzavírací ventil pro jednoduché otevření/zavření i pro uživatele s horší motorikou.



Pomocí QR kódu si stáhněte video

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13mm	•	–	5002835*	10
13mm	•	–	5002834**	10

MALÉ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	PŘEDSTŘIŽENÉ	KÓD SÚKL s krycí chlopní	BALENÍ
13mm	•	–	5002836*	10

NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK

OBSAH	DĚLKA HADICE	KÓD SÚKL	BALENÍ
2000ml	120cm	5004912	10

* Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystřiženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.

** Sáčky Confidence® Gold s oválnou podložkou lze vystřihnout do rozměru 110mm na šířku a 70mm na výšku, nejsou však vybaveny podložkou Flexifit® s Aloe vera.



Noční sběrný sáček



Pákový uzavírací ventil s širokou výpustí a integrovanou krytkou



Sáček s oválnou podložkou

CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT



UROSTOMICKÝ

Urostomický konvexní sáček Confidence® Convex Supersoft se střední pevnější konvexitou pro maximální jistotu a pohodlí.

Výhody:

- Podložka s pružnou pěnovou spodní vrstvou se lépe přizpůsobí pokožce.
- Textilní potah vytváří bariéru mezi pokožkou a výpustným ventilem.
- Střední konvexní profil lépe přilne k pokožce.
- Hydrokoloidní podložka s vysoce přilnavým adhezivem pro dodatečnou jistotu.
- Pákový uzavírací ventil s širokou výpustí a integrovanou krytkou.



Noční sběrný sáček

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR	K VYSTŘIŽENÍ	KÓD SÚKL	BALENÍ
13–25mm	•	5002839	10
13–38mm	•	5002840	10
13–52mm	•	5002841	10

NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK

OBSAH	DĚLKA HADICE	KÓD SÚKL	BALENÍ
2000ml	120cm	5004912*	10

O vhodnosti použití konvexního sáčku se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

DRENÁŽNÍ A PÍŠTĚLOVÉ SÁČKY CONFIDENCE® FLEXIFIT®



VÝPUSTNÝ

Unikátní systém drenážních a pištělových sáčků s jedinečnými vlastnostmi. Možnost výběru horizontální nebo vertikální podložky dle umístění rány či pištěle ve variantě malého sáčku. Střední sáček s dlouhou a úzkou podložkou je ideální volbou pro otevřené rány v místě incize a také tam, kde je potřeba jeho umístění mezi další sběrné sáčky či na rány.

Výhody:

- Unikátní šesticípá podložka Flexifit® s tloušťkou pouze 1mm. Dokonale se přizpůsobí konturám Vašeho těla. Pro spolehlivé přilnutí i na nerovné abdominální ploše.
- Speciálně vyvinutá adhezivní vrstva s vyšší přilnavostí zvyšuje ochranu pokožky a prodlužuje dobu nošení.
- Zpětný ventil a extra široká výpust pro drenáž hustého obsahu.
- Dvě velikosti sáčků pro nízkou až střední exsudaci. Vícevrstvá fólie pro eliminaci zápachu.
- Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.
- Nesterilní.



DRENÁŽNÍ A PÍŠTĚLOVÉ SÁČKY CONFIDENCE® FLEXIFIT® (nesterilní)

POPIS	KÓD SÚKL	BALENÍ
Horizontální malý k vystřížení do 60x40mm	5002887	10
Vertikální malý k vystřížení do 40x60mm	5002888	10
Vertikální střední k vystřížení do 53x150mm	5002889	10

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘEŠENÍ KAŽDÉHO PROBLÉMU



Pomůžeme Vám najít odpovědi na otázky, které pravděpodobně řešíte:

PODTÉKÁNÍ může být způsobeno mnoha faktory, jako je například chybně zvolená pomůcka, nepřesně vystřížený otvor pro stomii, kožní nerovnosti.

PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE je způsobeno podtékáním, častou výměnou pomůcky, nevhodným materiálem.

NEDOSTATEČNÁ ADHEZE je důsledkem špatného přilnutí pomůcky vinou nerovností, kožních řas a poškození kůže v okolí stomie.

ZÁPACH je zapříčiněn bakteriemi ve střevním obsahu nebo v moči.

Pro řešení nejen těchto problémů najdete v našem sortimentu kompletní řadu produktů včetně výrobků pro ošetření a ochranu kůže.

SALTS SILIKONOVÝ ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV



Nedráždivý odstraňovač adheziv na bázi silikonu dokáže šetrně a zároveň rychle odstranit i vysoce přilnavé materiály. Neštipé ani na velmi citlivé pokožce, nesnižuje přilnavost nové pomůcky a má svěží a příjemnou vůni čerstvé máty.



SILIKONOVÝ ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV SALTS

POPIS	OBSAH	KÓD SÚKL	BALENÍ
Ubrusky	–	5004941	30
Spray	50ml	5004940	1

SALTS ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV

Spolehlivý a ověřený odstraňovač adheziv v ubruscích. Obsahuje přírodní složky s jemnou vůní levandule, které zklidňují namáhanou pokožku. Neobsahuje alkohol.



ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV BEZ ALKOHOLU SALTS

POPIS	OBSAH	KÓD SÚKL	BALENÍ
Ubrusky	–	5004939	30

SALTS OCHRANNÝ FILM

Mechanické namáhání, způsobené pravidelnou výměnou pomůcky, nebo podtékání mohou vést k podráždění kůže. Po aplikaci se vytvoří během několika okamžiků jemný ochranný film v okolí stomie.

- Předchází vzniku podráždění kůže při časté výměně pomůcky.
- Ochrňuje adhezivní vrstvu pomůcky před působením potu.
- Chrání pokožku před podtékáním.
- Není nutné odstraňovat při každé výměně pomůcky.

V případě potřeby je možno nanést několik vrstev a vytvořit tak dlouhotrvající ochrannou bariéru. Salts ochranný film poskytuje maximální ochranu, je šetrný k pokožce a neštípe.



OCHRANNÝ FILM SALTS

POPIS	KÓD SÚKL	BALENÍ
Ubrusky	5004938	30

SALTS VYROVNÁVACÍ A PŘÍDRŽNÉ PÁSKY



Hydrokoloidní přídržné pásky pro dodatečnou fixaci okrajů podložky jsou účinnou pomůckou pro řešení občasných potíží se spolehlivým přilnutím pomůcky. Hydrokoloidní přídržné pásky Salts jsou tenké, poddajné a šetrné k Vaší pokožce, k dispozici také s výtažky z Aloe vera.

- K vyrovnání nerovnosti a ochraně poškozené pokožky pod pomůckou.
- Poskytují dodatečnou jistotu s jakoukoliv pomůckou.
- Jednoduše se aplikují a dle potřeby můžete použít několik páseků.
- Univerzální velikost.



VYROVNÁVACÍ A PŘÍDRŽNÉ PÁSKY SALTS S ALOE VERA

KÓD SÚKL	BALENÍ
5004914	30

VYROVNÁVACÍ A PŘÍDRŽNÉ PÁSKY SALTS

KÓD SÚKL	BALENÍ
5004913	30

SALTS STOMICKÁ PASTA BEZ ALKOHOLU



Unikátní stomická pasta, která eliminuje štípání a podráždění pokožky. Díky speciálnímu složení zůstává tvárná, nevysychá a dokonale vyplní kožní nerovnosti, jizvy a záhyby. Neobsahuje alkohol.



STOMICKÁ PASTA BEZ ALKOHOLU SALTS

OBSAH	KÓD SÚKL	BALENÍ
60g	5004924	1

SALTS STOMICKÁ PASTA

Stomická pasta k vyplnění kožních nerovností v okolí stomie. Snadno se aplikuje a nelepí se na prsty během nanášení a roztírání. Zasychá do 30 vteřin. Obsahuje alkohol.



STOMICKÁ PASTA SALTS

OBSAH	KÓD SÚKL	BALENÍ
60g	5004923	1

SALTS TĚSNÍCÍ MANŽETY



Unikátní těsnící manžeta chrání okolí stomie před zatékáním obsahu sáčku přímo na pokožku.

Na rozdíl od jiných výrobků, těsnící manžeta vytváří fyzickou bariéru proti podtékání a dráždění jemné peristomální pokožky, zajišťuje pohodlí a dodatečnou jistotu.

Zvláště vhodné pro stomie s malým přesahem nad úroveň pokožky a vpadlé stomie. Lze použít s jakoukoliv stomickou pomůckou.



TĚSNÍCÍ MANŽETA SALTS

VELIKOST STOMIE	KÓD SÚKL	BALENÍ
17mm – 20mm	5004925	30
21mm – 23mm	5004926	30
24mm – 26mm	5004927	30
27mm – 29mm	5004928	30
30mm – 32mm	5004929	30
33mm – 35mm	5004930	30
36mm – 38mm	5004931	30
39mm – 41mm	5004932	30

SALTS TVAROVATELNÉ KROUŽKY



Hydrokoloidní tvarovatelné těsnící kroužky Salts snižují riziko podtékání střevního obsahu pod pomůcku a napomáhají tak předejít problémům s podrážděnou pokožkou. Jednoduše vymodelujte kroužek do potřebné velikosti a tvaru a přiložte těsně okolo stomie. Vytvoříte tak spolehlivou těsnící vrstvu proti podtékání.

- Není nutno předem zahřát.
- Vhodné pro všechny typy stomií i pomůcek.
- Lze snadno tvarovat a aplikovat.
- Lze snadno dělit a části opět spojit.
- Materiál příznivý pro pokožku, neštípe ani na podrážděné kůži.
- Materiál zachovává tvar, který jste vymodelovali, a vytváří trvanlivou těsnící vrstvu.



Pomocí QR kódu si stáhněte video

TVAROVATELNÉ KROUŽKY SALTS

POPIS	VNĚJŠÍ PRŮMĚR	TLOUŠŤKA	KÓD SÚKL	BALENÍ
Tenké	50mm	3mm	5004915	30
Střední	50mm	4,2mm	5004916	30
Velké	100mm	3mm	5004917	10

SALTS TVAROVATELNÉ KROUŽKY S ALOE



Tvarovatelné kroužky Salts s Aloe jsou výjimečně tvárné. Pomáhají předcházet podtékání, které způsobuje poškození pokožky, tím, že se vytvarují do požadovaného tvaru stomie. Jsou obohaceny výtažkem z Aloe vera a díky tomu napomáhají prevenci proti zarudnutí a podráždění.

- Není nutno předem zahřát.
- Výtažky z Aloe vera zklidňují a chrání kůži.
- Absorbují a uzamykají vlhkost mimo pokožku a eliminují přístup střevního obsahu.
- Díky vysoké lepivosti přilnou i na vlhkou pokožku.
- I při pohybu zůstávají na požadovaném místě.
- Lze je snadno tvarovat, natahovat i aplikovat bez předchozího nahřátí.



- Dostupné v pěti velikostech.
- Nová velikost 35-70 mm pro velké nebo dvouhlavňové stomie.
- Vhodné pro všechny typy stomií i pomůcek.

TVAROVATELNÉ KROUŽKY SALTS S ALOE

POPIS	VNITŘNÍ PRŮMĚR	TLOUŠŤKA	KÓD SÚKL	BALENÍ
Tenké	15mm – 40mm	3mm	5004918	30
Tenké	35mm – 70mm	3mm	5004919	30
Střední	15mm – 40mm	4.2mm	5004920	30
Střední	35mm – 70mm	4.2mm	5004921	30
Velké	30mm – 100mm	3mm	5004922	10

SALTS

OCHRANNÉ DESTIČKY



Alergické reakce na adhezivní materiál některých pomůcek mohou způsobit podráždění kůže v okolí stomie. V některých případech je proto třeba vytvořit dodatečnou vrstvu před přiložením pomůcky.

- Jemný a nedráždivý materiál vhodný pro citlivou pokožku.
- Tenký profil zaručuje maximální ohebnost.
- Lze jednoduše přizpůsobit velikosti stomie.
- Podporuje hojení poškozené kůže.

Destičky jsou určeny k ochraně namáhané pokožky v okolí stomie a pro prevenci jejího poškození. Lze je použít jako dodatečnou vrstvu před přiložením stomické pomůcky. Hydrokoloidní materiál firmy Salts podporuje hojení již poškozené kůže a chrání ji před dalším podrážděním.



OCHRANNÉ DESTIČKY SALTS

VELIKOST	KÓD SÚKL	BALENÍ
10cm x 10cm	5004936	10
15cm x 15cm	5004937	5

SALTS

POHLCOVAČ PACHU NO-ROMA

Pach ze sáčku může vést k mnoha nepříjemným situacím. Pohlcovač pachu Salts No-Roma pomáhá takovým problémům předcházet.

- Likviduje bakterie produkující pach.
- Dostupný ve dvou velikostech.
- Zaručuje dlouhodobý účinek.
- Neparfémovaný.

Na rozdíl od jiných produktů Salts No-Roma pachy nepřekrývá jinými vůněmi, ale přímo likviduje bakterie zápach vytvářející. Použití je velmi jednoduché, stačí aplikovat pouze několik kapek do sáčku při jeho nasazování či výměně. Nepoužívejte přímo na stomii.

No-Roma je k dispozici ve dvou velikostech, malé balení je ideální na cesty.



POHLCOVAČ PACHU NO-ROMA SALTS

OBSAH	KÓD SÚKL	BALENÍ
28ml	5010459	1
227ml	5010460	1

SALTS ZKLIDŇUJÍCÍ ČISTÍCÍ ROZTOK



Podrážděná či poškozená pokožka znepříjemňuje a komplikuje ošetřování stomie. Zklidňující roztok pomáhá při řešení těchto problémů. Neobsahuje alkohol, a proto neštípe i při použití na poškozené kůži. Zklidňující roztok naneste na tampón a ošetřete okolí stomie. Roztok neobsahuje mastné složky a po zaschnutí zlepšuje přilnutí stomické pomůcky. Roztok lze použít u všech typů stomií i pomůcek.



ZKLIDŇUJÍCÍ ČISTÍCÍ ROZTOK SALTS

POPIS	OBSAH	KÓD SÚKL	BALENÍ
Roztok	28ml	5004935	1

SALTS STOMICKÝ PÁSEK

Mnoho stomiků preferuje přídržný pásek z důvodů dodatečné jistoty při nošení pomůcky. Pásek lze použít s konvexní pomůckou při vyšší pohybové aktivitě.



STOMICKÝ PÁSEK SALTS

VELIKOST	KÓD SÚKL	BALENÍ
100cm	5004942	1

SALTS PODPŮRNÉ PRÁDLO PRO STOMIKY

Dámské kalhotky a univerzální boxerky jsou vyrobeny z dvousměrně roztázného vlákna, které dovolí tělu volný pohyb, zatímco vroubkování na přední části přidržuje a zároveň diskretně zakrývá sáček.

- Vroubkování pro zajištění podpory sáčku.
- Vyšší pas pro zakrytí sáčku.
- Hluboký sed pro maximální pohodlí.
- Prakticky neviditelné pod běžným oblečením.
- Jemné a příjemné pro pokožku.
- Tenké a prodyšné antibakteriální vlákno.



PODPŮRNÉ PRÁDLO SALTS – UNIVERZÁLNÍ BOXERKY

VELIKOST	KÓD VÝROBKU
XS (55–69cm)	BOXXS
S/M (70–83cm)	BOXSM
M/L (84–98cm)	BOXML
L/XL (99–112cm)	BOXLXL
XXL (113–127cm)	BOXXXL
Barva: bílá, béžová a černá	

PODPŮRNÉ PRÁDLO SALTS – DÁMSKÉ KALHOTKY

VELIKOST	KÓD VÝROBKU
XS (55–69cm)	BRFXS
S/M (70–83cm)	BRFSM
M/L (84–98cm)	BRFML
L/XL (99–112cm)	BRFLXL
XXL (113–127cm)	BRFXXL
Barva: bílá, béžová a černá	

Nehradí zdravotní pojišťovny.



Pomocí QR kódu
si stáhněte náš katalog.

**Pro informace či vzorky nás
kontaktujte na:**



800 600 105



info@sabrix.cz



www.sabrix.cz



Sabrix Česká republika



© Registrované ochranné známky Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2018.
Výrobky a obchodní značky Salts Healthcare Ltd. jsou chráněny britskými a zahraničními
patenty, chráněnými vzory a ochrannými známkami. Pro další informace navštivte
www.salts.co.uk

RM765433 09/18